


MEXLAB.

D-10

Bio-Rad (HPLC)



El sistema D-10 proporciona pruebas automatizadas de HbA1c y de HbA2/F/A1c en una plataforma compacta.

Descripción general

Al combinar las pruebas de HbA1c y HbA2/F/A1c en una sola plataforma, el sistema ofrece un funcionamiento sencillo y eficiente para clínicas, consultorios médicos y laboratorios clínicos.

- *Lista de verificación de inicio automático y una pantalla táctil.
- *Monitoreo de control de calidad integrado para garantizar resultados confiables.
- *Cambio de cartuchos en un solo paso.
- *Lectura automática del código de barras de la muestra.
- *Soporte remoto.
- *Interfaz con sistema de información de laboratorio (LIS)
- *Opción de exportar cromatogramas

➤ **Todo esto contribuye a una mayor eficiencia del flujo de trabajo.**

Requisitos de alimentación: 100–240 V~; 50–60 Hz

Consumo de energía: 220 VA máx.

Temperatura: 15–30 °C

Humedad: 20–80 % de humedad relativa, sin condensación

Altitud y dimensiones: 2000 m máx. – 40,2 cm x 49,5 cm x 53,4 cm

Peso: 30 kg

Capacidad de muestras: 10 muestras; 50 muestras y carga continua con cargador de bastidor (opcional).