

# STAT FAX 4700

Lector de micropozos ELISAS



- Sistema completamente automático diseñado para el uso de ensayos de Elisas para procesar diagnóstico clínico, lavados multipasos, enjuagado y llenado.

SKU: 7001105

**MEXLAB®**

# Características

- **Descripción del equipo.**

Diseñado específicamente para ofrecer acceso de pruebas con metodología ELISA a cualquier laboratorio. El equipo cuenta con un sistema abierto semiautomatizado para la lectura de placas de micropozos e interpretación de resultados de Elisás.

Está equipado con pantalla touchscreen y un sistema operativo similar a Windows con botones inteligentes, además cuenta con la opción de utilizar un mouse USB.

## Especificaciones técnicas

- **Capacidad**

- Alimentar hasta 3 tiras con las pruebas deseadas.
- Lectura de Bicromática.

- **Equipo**

- Pantalla táctil interactiva LCD con la opción de uso con ratón de USB.
- Impresora incluida con capacidad de impresión de gráficos.

- **Memoria permanente**

Almacena hasta 120 resultados.

- **Cálculo de curvas**

Lleva a cabo cálculos de curvas solicitadas por el usuario: punto a punto, cúbicas, factor y punto de corte.

- **Lecturas**

- Monocromáticas y bicromáticas.
- Los lectores del StatFax utilizan los filtros del IAD.

- **4 Filtros IAD**

405, 450, 492, y 630.

- **Cuenta con 50 canales para almacenamiento de pruebas.**

- **Transportadoras**

Los portatiras vienen en dos estilos, 3x12 o 3x8.

- **Certificaciones**

CE NRTL.

- **Dimensiones**

24 x 34 x 13 cm.

- **Peso**

4.5 kg.

- **Velocidad**

3 segundos por lectura.