

STAT WASH 2600

Lector de micropozos ELISA



- Sistema completamente automático diseñado para el uso de ensayos de Elisas para procesar diagnóstico clínico, lavados multipasos, enjuagado y llenado.

SKU: 7001107

MEXLAB®

Descripción del equipo

El lavador de tiras de micropocillos y placas de micropocillos programable independiente Stat Fax® 2600 es adecuado para su uso con placas de micropocillos estándar de 96 pocillos. El panel táctil fácil de usar y la pantalla LCD facilitan la programación y ejecución de protocolos de lavado y enjuague en este sistema de lavado de placas de micropocillos confiable y versátil.

Stat Fax® 2600 puede mezclar, remojar y mantener una sincronización constante a pesar del tamaño del tiraje. La posición de aspiración está optimizada para cada tipo de pozo. La doble aspiración también garantiza un vaciado completo. El software se ajusta automáticamente a diferentes artículos de plástico.

Características

- Lava micropocillos de fondo plano o redondo.
- Coloca automáticamente cada fila para lavar.
- Almacena 50 protocolos de lavado programables por el usuario.
- 6 modos de lavado/enjuague programados de fábrica.
- Protector de aerosol y filtro de línea de aerosol (protección contra riesgos biológicos)
- Selección de tiras para lavado parcial de placas.
- Bajo mantenimiento.
- Sistema abierto económico/diseño compacto.
- (Botella de lavado adicional opcional).

Especificaciones técnicas

• Técnicas

ELISA y Quimioluminiscencia.

• Equipo

- Dos botes de 1 litro, para solución de lavado y para desecho.
- Sensor de desecho que nos indica cuando se encuentre lleno.
- Dispensador de volúmenes de 100 a 500 ul ajustable.
- Brazo de lavado con 8 canales.
- Lava pocillos planos, redondos y con fondo en forma de "V".

• Dimensiones

- 31 cm (ancho) x 20cm (alto) x 31 cm (profundidad).

• Completamente automático

• Lavado

- Dos botes de 1 litro, para solución de lavado y para desecho.
- Sensor de desecho que nos indica cuando se encuentre lleno.
- Dispensador de volúmenes de 100 a 500 ul ajustable.
- Brazo de lavado con 8 canales.
- Lava pocillos planos, redondos y con fondo en forma de "V".

- **Lavado**

- Cuenta con 6 programas de lavado pre-establecidos.
- Operación precisa con monitoreo constante de vacío y presión.
- Se pueden programar ciclos de enjuague automático.
- Opcional para posiciones con 12 y 16 cabezas de lavado.

- **Memoria**

- Ofrece la opción de almacenar en memoria hasta 50 protocolos específicos de lavado.

- **Certificados**

- CE y NRTL.

- **Peso**

- 3.2 kg.

- **Dimensiones**

- 31 cm (base) x 20 cm (alto) x 31 cm (profundidad).