

GML-1907

Lector de tiras de orina compacto

MEXLAB®



SKU: 7001210

Equipo abierto para la lectura de tiras de orina de diez parámetros: leucocitos, nitritos, urobilinógenos, proteínas, pH, sangre, gravedad específica, bilirrubina y glucosa.

Descripción del equipo

- El equipo lector de tiras de orina H-50 es compacto para la lectura de tiras de orina con los siguientes parámetros: leucocitos, nitritos urobilinógenos, proteínas, pH, sangre, gravedad específica, bilirrubina y glucosa.
- Está equipado con tecnología de toma de lectura por medio de luz fría de alta luminosidad que prolonga la vida media del equipo, es accesible y de fácil interpretación, su memoria interna es capaz de almacenar hasta 500 reportes, y además puede conectarse a una computadora permitiendo así la exportación de datos.
- Realiza la corrección automática de resultados debido a la influencia de la acidez y alcalinidad de la orina, gravedad específica y color. Además, cuenta con una impresora térmica integrada o también puede realizar impresiones a través de una computadora por médico de su interfaz.

Especificaciones técnicas

Capacidad de lectura

60 por hora.

Autocorrección de resultados

Con interferencias debido a acidez, alcalinidad, gravedad específica o color.

Longitud de onda de luz monocromática

660mm, 620 mm, 525mm.

Principio de la prueba por método fotoeléctrico por comparación de color

Velocidad de prueba

60 tiras por hora.

Impresora

Impresora térmica integrada.

Memoria

Memoria con capacidad de almacenar hasta 1,00 resultados y 500 reportes.

Conexión

Conexión a computadora por puerto RS232 para exportación de datos.

Reportes

Opción de reportes en unidades internacionales, generales o símbolos.

Dimensiones

26 x 18 x 9 cm.

Peso

1.7 kg.