

MEXLAB®

Geenius Reader



SKU: 92465

Lector automatizado para la interpretación, análisis y archivado de pruebas Geenius™ utilizadas en pruebas confirmatorias de VIH-1/VIH-2 y pruebas suplementarias de VHC (Hepatitis C). Emplea algoritmos propietarios para proporcionar resultados estandarizados y reducir la variabilidad de interpretación.

Aplicaciones

- ✓ Confirmación y diferenciación de VIH-1 y VIH-2.
- ✓ Soporte para pruebas suplementarias de Hepatitis C.
- ✓ Lectura automatizada de cartuchos Geenius™.
- ✓ Gestión y almacenamiento de resultados.

Características principales

- ✓ Interpretación automática mediante software experto.
- ✓ Interfaz intuitiva y fácil de usar.
- ✓ Requiere capacitación mínima.
- ✓ Archivado automático de resultados.
- ✓ Trazabilidad completa de muestras.
- ✓ Integración bidireccional con sistemas LIS (Laboratory Information System).

Configuración del sistema

- ✓ Geenius Reader (Cat. 92465)
- ✓ Software Geenius (Cat. 92461)
- ✓ PC compatible para operación del sistema
- ✓ Sistema antirrobo opcional (Cat. 94197)

Beneficios

- ✓ Resultados estandarizados.
- ✓ Menor subjetividad en la interpretación.
- ✓ Optimización del flujo de trabajo del laboratorio.
- ✓ Mejor trazabilidad y documentación de resultados.

Información regulatoria

- ✓ Dispositivo médico en distribución comercial.
- ✓ Clasificado como analizador IVD fotométrico/espectroscópico.