

EU-5300

Sistema Integrado de Urianálisis EU,
Ideal para Laboratorios.



SKU: EU-5300

MEXLAB®

mindray™

Características

Diseño integrado

- Diseño integrado 2 en 1, totalmente automatizado.
- Parámetros completos tanto para química como para elementos formes.
- 9 parámetros adicionales de fase de glóbulos rojos permiten un diagnóstico patológico más preciso.



Prueba Económica

- Solo 1 reactivo rutinario y el diseño de cámara de conteo reutilizable ofrecen resultados de prueba rentables.
- El sistema de lavado de alta eficiencia reduce el arrastre.
- La bomba de émbolo reduce el volumen de muestra y no requiere reemplazo.



Tecnología avanzada

- Análisis de morfología, lo más cercano al estándar de oro.
- Tecnología de enfoque inteligente dinámico en tiempo real (DIF), no requiere reactivo de enfoque, reduce efectivamente el costo de enfoque.
- 40 cuadros de imágenes reales, escaneo de vista completa, identificación avanzada de elementos formes.



Menor operación

- Operación walk-away con carga continua de 50 muestras.
- 1 aspiración para pruebas de química y sedimento Modo química 160 P/H; Modo de elementos formes e híbrido 70 P/H.
- El diseño de interfaz de software estilo familia Mindray brinda una experiencia fácil de usar.
- LIS bidireccional.