

Toxicología

01

Acerca de MexLab®

02

Párametros disponibles

04

Detección de droga en tira

Detección de alcohol en tira en orina y saliva.

08

Drogas Multipanel

12

Vaso Multidroga para 80 ml

14

Vaso multidroga para 120 ml

16

Drogas en saliva

18

Alcoholemia

The logo for MEXLAB, featuring the word "MEXLAB" in a bold, sans-serif font. The "X" is stylized with a green diagonal line through it. A registered trademark symbol (®) is at the end.

MEXLAB®

Alta calidad en pruebas
para su laboratorio

Nuestro **objetivo** es convertirnos en una empresa líder en el diagnóstico clínico en México y Latinoamérica, consolidando nuestra posición en el mercado a través de la integración completa de nuestra cadena de valor, expansión a nuevos mercados y países y el fortalecimiento de nuestra marca como referente de calidad, confianza e innovación.

Nuestra **visión** es ser la **empresa líder en el diagnóstico clínico en México** y de referencia en Latinoamérica, promoviendo el bienestar mediante productos y servicios de alta calidad a través de una cadena verticalmente integrada basada en excelencia servicio, innovación y confianza.



Nuestro **Propósito** es Garantizar el bienestar de las personas mediante un diagnóstico oportuno y confiable.



Nuestra **Propuesta de valor:**

- Alta Calidad.
- Excelente Servicio.
- Precios Accesibles.
- Disponibilidad Inmediata.

Parámetros disponibles

En **MexLab®**, Es prioridad la salud de los pacientes y la prevención de enfermedades. Nuestras pruebas toxicológicas vienen en distintas presentaciones con una variedad amplia de **parámetros de detección** que te presentamos a continuación:

Tipo de droga			
Sedativa	Depresivo	Analgésico	Alucinógeno
Estimulante	Anticonvulsivo	Antidepresivo	Anestésico
BENZO BENZODIACEPINA Detección mínima: 300 ng/ml Tiempo después del consumo: 6 Días	DIA DIAZEPAM Detección mínima: 200 ng/ml Tiempo después del consumo: 2-3 Días	ML METACUALONA Detección mínima: 300 ng/ml Tiempo después del consumo: 4 Días	CLO CLONAZEPAM Detección mínima: 150 ng/ml Tiempo después del consumo: 2-3 días
ALP APRAZOLAM Detección mínima: 100 ng/ml Tiempo después del consumo: 2-3 Días	ETG ALCOHOL Detección mínima: 300 ng/ml Tiempo después del consumo: 6 hrs	COT COTININA Detección mínima: 300 ng/ml Tiempo después del consumo: 24 hrs	BARB BARBITÚRICOS Detección mínima: 300 ng/ml Tiempo después del consumo: 4-6 días
OPI OPIÁCEOS (MORFINA) Detección mínima: 300 ng/ml Tiempo después del consumo: 7 Días	OXI OXICODONA Detección mínima: 500 ng/ml Tiempo después del consumo: 22 hrs	PPX PROPOXIFENO Detección mínima: 300 ng/ml Tiempo después del consumo: 30 días	KET KETAMINA Detección mínima: 1000 ng/ml Tiempo después del consumo: 72 hrs
BUP BUPRENORFINA Detección mínima: 10 ng/ml Tiempo después del consumo: 48 hrs	PCP FENCICLIDINA Detección mínima: 25 ng/ml Tiempo después del consumo: 10 días	MDT METADONA Detección mínima: 300 ng/ml Tiempo después del consumo: 4-6 días	FEN FENTANILO Detección mínima: 150 ng/ml Tiempo después del consumo: 2-3 días
TML TRAMADOL Detección mínima: 100 ng/ml Tiempo después del consumo: 2 días	LSL DIETILMIDA DE ÁCIDO LISÉRGICO Detección mínima: 100 ng/ml Tiempo después del consumo: 2 días	THC MARIHUANA Detección mínima: 50 ng/ml Tiempo después del consumo: 9-35 días	FLX FLUOXETINA Detección mínima: 500 ng/ml Tiempo después del consumo: 6 días
K2 MARIHUANA SINTÉTICA Detección mínima: 25 ng/ml Tiempo después del consumo: 7-21 días	MES MESCALINA Detección mínima: 100 ng/ml Tiempo después del consumo: 3 días	ANF ANFETAMINAS Detección mínima: 1000 ng/ml Tiempo después del consumo: 54 hrs	CIT CITALOPLAM Detección mínima: 500 ng/ml Tiempo después del consumo: 36 hrs
COC COCAÍNA Detección mínima: 300 ng/ml Tiempo después del consumo: 3 Días	MDA/XTC ÉXTASIS Detección mínima: 500 ng/ml Tiempo después del consumo: 3 Días	META METANFETAMINAS Detección mínima: 1000 ng/ml Tiempo después del consumo: 24 hrs	TCA ANTIDEPRESIVO TRICÍCLICO Detección mínima: 100 ng/ml Tiempo después del consumo: 6 días
MPD METILFENIDATO Detección mínima: 300 ng/ml Tiempo después del consumo: 48 hrs			




Detección en tira

Son la elección confiable para la detección precisa de sustancias psicotrópicas. Desde **1 hasta 25 parámetros**, estas pruebas destacan por su sensibilidad y rapidez en los resultados.

Código	Nombre	Descripción	Presentación
2001030	Bio-Adulterantes	Adulterantes Prueba Rápida para la detección cualitativa de sustancias adulterantes en muestra de orina	Tubo con 25 tiras
2001031	Bio-COC	Cocaína detección mínima 300 ng/mL	50 tiras
2001051	Bio-THC	Marihuana detección mínima 50 ng/mL	50 tiras
2001070	Bio-FEN	Fentanilo detección mínima 100 ng/mL	25 tiras
2001071	Bio-ANF	Anfetamina detección mínima 1,000 ng/mL	50 tiras
2001072	Bio-BZO	Benzodiazepina detección mínima 300 ng/mL	25 tiras
2001073	Bio-BARB	Barbitúricos detección mínima 300 ng/mL	25 tiras
2001074	Bio-MOR	Morfina (opiáceos) detección mínima 300 ng/mL	25 tiras
2001075	Bio-META	Metanfetamina detección mínima 1,000 ng/mL	25 tiras
2001076	Bio-PCP	Fenciclidina detección mínima 25 ng/mL	25 tiras
2001077	Bio-MTD	Metadona detección mínima 300 ng/mL	25 tiras
2001078	Bio-XTC	Éxtasis (MDMA/XTC) detección mínima 500 ng/mL	25 tiras
2001079	Bio-TCA	Tricíclicos detección mínima 300 ng/mL	25 tiras
2001083	Bio-PPX	Propoxifeno detección mínima 300 ng/mL	25 tiras
2001084	Bio-OXI	Oxicodona detección mínima 500 ng/mL	25 tiras
2001086	Bio-KET	Ketamina detección mínima 1,000 ng/mL	25 tiras
2001087	Bio-COT	Cotinina detección mínima 300 ng/mL	25 tiras
2001089	Bio-BUP	Buprenorfina detección mínima 10 ng/mL	25 tiras
2001090	Bio-METIL	Metilfenidato detección mínima 300 ng/mL	25 tiras
2001040	Bio-CIT	Citalopram detección mínima 500 ng/mL	25 tiras
2001041	Bio-FLX	Fluoxetina detección mínima 500 ng/mL	25 tiras

Código	Nombre	Descripción	Presentación
2001042	Bio-MES	Mescalina detección mínima 100 ng/mL	25 tiras
2001043	Bio-K2	Marihuana Sintética detección mínima 25 ng/mL	25 tiras
2001044	Bio-ALP	Alprazolam detección mínima 100 ng/mL	25 tiras
2001045	Bio-DIA	Diazepam detección mínima 200 ng/mL	25 tiras
2001046	Bio-LSD	Dietilamida de Ácido Lisérgico (LSD) detección mínima 10 ng/mL	25 tiras
2001047	Bio-CLO	Clonazepam detección mínima 150 ng/mL	25 tiras
2001048	Bio-TmL	Tramadol detección mínima 100 ng/mL	25 tiras
2001049	Bio-MQL	Metacualona detección mínima 300 ng/mL	25 tiras

Procedimiento





Detección de alcohol en tira para saliva y orina

La prueba rápida de **alcohol en saliva o en orina** es un método desechable y preciso, detecta el consumo reciente de alcohol en 2-5 minutos mediante un cambio de color en una tira reactiva. Detecta concentraciones de alcohol en sangre (BAC) de 0.02% o más, siendo una alternativa higiénica y no invasiva a la prueba de aliento, ideal para seguridad laboral y uso personal.

Estas pruebas son herramientas eficaces para detectar la presencia de alcohol con concentración en saliva superior al 0.02% y en orina mayor a 0.04%, respectivamente.

Código	Nombre	Descripción	Presentación
2001080	Bio-Alcohol	Alcohol en tira (ETOH) 004% en saliva	25 tiras
2001081	Bio-Alcohol	Alcohol en tira (ETOH) 004% en orina	25 tiras

Contenedores de Orina

Código	Nombre	Descripción	Presentación
C-0010014	Contenedor	Contenedor para orina no estéril vaso de 120mL	Bolsa c/10 vasos
C-0010015	Contenedor	Contenedor para orina estéril vaso de 120mL	Bolsa c/10 vasos
C-0010016	Contenedor	Contenedor para orina estéril con termómetro incluido vaso de 120mL	Bolsa c/10 vasos
C-0010017	Contenedor	Contenedor para orina no estéril vaso de 120mL	Bolsa c/50 vasos
C-0010018	Contenedor	Contenedor para orina estéril vaso de 120mL	Bolsa c/50 vasos
C-0010019	Contenedor	Contenedor para orina estéril con termómetro incluido vaso de 120mL	Bolsa c/50 vasos



Drogas Multipanel

Es la herramienta esencial para detectar drogas en orina. Con **hasta 14 parámetros individuales**, son la elección perfecta para programas preventivos y asistenciales, brindando resultados confiables en tan solo un minuto.

Código	Nombre	Descripción	Presentación
2001092	Bio-Drug 2xl	Cocaína, Marihuana	10 paneles
2001088	Bio-Drug 2xl	Cotina, EtG (alcohol)	10 paneles
2001091	Bio-Drug 3xl	Cocaína, Marihuana, Anfetamina	10 paneles
2001095	Bio-Drug 3xl	Cocaína, Marihuana, Metanfetamina	10 paneles
2001100	Bio-Drug 4xl	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Metanfetamina	10 paneles
2001094	Bio-Drug 4xl	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Benzodiacepina	10 paneles
2001101	Bio-Drug 5xl	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Opiáceos, Feniciclidina	10 paneles
2001102	Bio-Drug 5xl	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Opiáceos, Barbitúricos	10 paneles
2001103	Bio-Drug 5xl	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Metanfetamina, Benzodiacepina	10 paneles
2001106	Bio-Drug 5xl	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Opiáceos, Metanfetamina	10 paneles
2001093	Bio-Drug 5xl	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Benzodiacepina, Barbitúricos	10 paneles
2001104	Bio-Drug 5xl	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Benzodiacepina, Opiáceos	10 paneles
2001113	Bio-Drug 5xl	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Barbitúricos, Metanfetamina	10 paneles
2001105	Bio-Drug 6xl	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Metanfetamina, Barbitúricos, Benzodiacepina	10 paneles
2001107	Bio-Drug 6xl	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Benzodiacepina, Opiáceos, Metanfetamina	10 paneles
2001120	Bio-Drug 6xl	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Metanfetamina, Opiáceos, Mpd (Metilfenidato)	10 paneles
2001111	Bio-Drug 7xl	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Metanfetamina, Benzodiacepina, Opiáceos, Barbitúricos	10 paneles
2001112	Bio-Drug 7xl	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Metanfetamina, Benzodiacepina, Opiáceos, Feniciclidina	10 paneles
2001119	Bio-Drug 8xl	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Metanfetamina, Barbitúricos, Benzodiacepina, Opiáceos, Feniciclidina	10 paneles

Código	Nombre	Descripción	Presentación
2001108	Bio-Drug 9x1	Cocaína, Marihuana, Barbitúricos, Benzodiacepina, Metadona, Opiáceos, Feniclidina, Anfetamina, Metanfetamina	10 paneles
2001124	Bio-Drug 10x1	Cocaína, Marihuana, Barbitúricos, Benzodiacepina, Metadona, Opiáceos, Feniclidina, Anfetamina, Metanfetamina, Antidepresivos tricíclicos	10 paneles
2001125	Bio-Drug 11x1	Cocaína, Marihuana, Barbitúricos, Benzodiacepina, Metadona, Opiáceos, Feniclidina, Anfetamina, Metanfetamina, Antidepresivos tricíclicos, MDMA/XTC (Éxtasis)	10 paneles
2001109	Bio-Drug 12x1	Cocaína, Marihuana, Barbitúricos, Benzodiacepina, Metadona, Opiáceos, Feniclidina, Anfetamina, Metanfetamina, Antidepresivos tricíclicos, Propoxifeno	10 paneles

Procedimiento





Vaso Multidrogas para 80 ml

Esta presentación eficiente, rápida y práctica brinda resultados confiables y seguros. Su combinación de **3 hasta 74 parámetros**, termómetro incluido y cadena de custodia, garantizan resultados sin alteraciones.

Vaso Multipanel para 80 ml.

con Termómetro, Guantes y Cadena de Custodia Incluidos

Código	Nombre	Descripción	Presentación
2001096	Bio-Cup 3xl	Cocaína, Marihuana, Anfetamina	10 vasos
2001085	Bio-Cup 3xl	Cocaína, Marihuana, Metanfetamina	10 vasos
2001097	Bio-Cup 5xl	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Metanfetamina, Benzodiacepina	10 vasos
2001006	Bio-Cup 5xl	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Metanfetamina, Opiáceos	10 vasos
2001003	Bio-Cup 5xl	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Metanfetamina, Feniciclidina	10 vasos
2001004	Bio-Cup 5xl	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Benzodiacepina, Barbitúricos	10 vasos
2001005	Bio-Cup 5xl	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Morfina, Feniciclidina	10 vasos
2001008	Bio-Cup 5xl	Cocaína, Marihuana, Opiáceos, Benzodiacepina, Metanfetamina	10 vasos
2001098	Bio-Cup 6xl	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Benzodiacepina, Metanfetamina, Opiáceos	10 vasos
2001010	Bio-Cup 6xl	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Opiáceos, Metanfetamina, Feniciclidina	10 vasos
2001011	Bio-Cup 6xl	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Benzodiacepina, Metanfetamina, Barbitúricos	10 vasos
2001099	Bio-Cup 7xl	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Metanfetamina, Benzodiacepina, Opiáceos, Barbitúricos	10 vasos

Procedimiento





Vaso Multidrogas para 120 ml

Esta presentación eficiente, rápida y práctica brinda resultados confiables y seguros. Su combinación de **3 hasta 74 parámetros**, termómetro incluido y cadena de custodia, garantizan resultados sin alteraciones.

Vaso Multipanel para 120 ml.

con Termómetro, Guantes y Cadena de Custodia Incluidos

Código	Nombre	Descripción	Presentación
2001018	Bio-Cup 3x1	Cocaína, Marihuana, Anfetamina	25 vasos
2001019	Bio-Cup 3x1	Cocaína, Marihuana, Metanfetamina	25 vasos
2001020	Bio-Cup 5x1	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Metanfetamina, Benzodiacepina	25 vasos
2001021	Bio-Cup 5x1	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Metanfetamina, Opiáceos	25 vasos
2001023	Bio-Cup 5x1	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Benzodiacepina, Barbitúricos	25 vasos
2001026	Bio-Cup 5x1	Cocaína, Marihuana, Opiáceos, Benzodiacepina, Metanfetamina	25 vasos
2001027	Bio-Cup 6x1	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Benzodiacepina, Metanfetamina, Opiáceos	25 vasos
2001028	Bio-Cup 6x1	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Benzodiacepina, Metanfetamina, Feniclidina	25 vasos
2001029	Bio-Cup 6x1	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Opiáceos, Metanfetamina, Feniclidina	25 vasos
2001032	Bio-Cup 6x1	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Benzodiacepina, Metanfetamina, Barbitúricos	25 vasos
2001034	Bio-Cup 7x1	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Metanfetamina, Benzodiacepina, Opiáceos, Barbitúricos	25 vasos
2001037	Bio-Cup 10x1	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Metanfetamina, Benzodiacepina, Morfina, MDMA/XTC, Feniclidina, Metadona, Barbitúricos	25 vasos
2001038	Bio-Cup 10x1	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Metanfetamina, Opiáceos, Benzodiacepina, Barbitúricos, Antidepresivos tricíclicos, MDMA/XTC, Feniclidina	25 vasos
2001039	Bio-Cup 11x1	Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Metanfetamina, Benzodiacepina, EtG (alcohol), MDMA/XTC, Feniclidina, Antidepresivos tricíclicos, Morfina, Barbitúricos	25 vasos

Procedimiento

**Ver en página 12.*



Drogas en saliva

El análisis de **drogas en saliva** es una alternativa no invasiva para evidenciar su presencia en el organismo. La finalidad es amplia, pero se ha utilizado en medicina legal y forense, en especial para drogas ilícitas. La recolección de saliva no implica riesgo, ni personal especializado. El objetivo fue valorar diversos aspectos metodológicos y de validez del test de drogas en saliva para el diagnóstico de su consumo

Detección de Droga en Saliva

Código	Nombre	Descripción	Presentación
2001000	Tarjeta con hisopo bucal	Prueba para la detección de (COC)+(ANF/THC) en tarjeta con Hisopo bucal	10 tarjetas
2001001	Tarjeta con hisopo bucal	Prueba para la detección de (ANF+THC+BZO)+(COC+MET) en tarjeta con Hisopo Bucal	10 tarjetas

Procedimiento





Soluciones de Alcoholemia y Detección de Alcohol

Líderes en tecnología para detección y medición de alcohol

En **MexLab®** ofrecemos una de las líneas más completas de equipos y soluciones para alcoholemia en México. Contamos con tecnología especializada para la detección, medición y monitoreo de alcohol, diseñada para cubrir necesidades operativas, empresariales e institucionales.

Disponemos de alcoholímetros portátiles, equipos fijos de alta precisión y pruebas rápidas para diferentes aplicaciones de tamizaje y verificación. Además, ponemos a disposición accesorios y consumibles compatibles con distintas marcas y modelos, incluyendo boquillas, cables de conexión, refacciones y soluciones de software para gestión y monitoreo.

Nuestro compromiso es brindar equipos confiables, precisos y listos para operar en entornos donde la seguridad y el control son prioritarios.

Nuestras Soluciones en Alcoholemia

Alcoholímetros Profesionales

Equipos diseñados para procesos de inspección y control en empresas, operativos y entornos de alta exigencia. Ofrecen mediciones rápidas, confiables y precisas para reforzar políticas de cero tolerancia y programas de seguridad laboral.

Beneficios:

- Resultados inmediatos y precisos
- Equipos portátiles y fáciles de operar
- Ideales para industrias, transporte y seguridad
- Tecnología confiable para uso continuo

Alcoholímetros de Uso Personal

Dispositivos prácticos y accesibles para monitoreo individual. Perfectos para hogares, oficinas y usuarios que buscan verificar niveles de alcohol de forma sencilla y rápida.

Beneficios:

- Diseño compacto y portátil
- Operación intuitiva
- Excelente relación costo-beneficio
- Ideales para uso ocasional y preventivo

Alcoholemia

Alcoholímetros Fijos o de Pared

Soluciones diseñadas para accesos controlados, empresas, plantas industriales, restaurantes y centros de entretenimiento. Permiten realizar pruebas de manera autónoma, rápida y sin procedimientos invasivos.

Aplicaciones:

- Control de acceso de personal.
- Prevención de riesgos laborales.
- Monitoreo en áreas de seguridad.
- Automatización de procesos de revisión.

Pruebas Rápidas de Alcohol

Contamos con pruebas rápidas para la detección cualitativa y semicuantitativa de alcohol mediante diferentes tipos de muestra, ofreciendo resultados ágiles y confiables para procesos de evaluación y prevención.

Disponibles para:

- Saliva.
- Aliento.
- Orina.

**Ideales para empresas, instituciones y programas de control preventivo.*





¿ Por qué elegir **MexLab®** ?

Tecnología de alta precisión

Trabajamos con equipos confiables y tecnología especializada que garantizan resultados precisos y un desempeño consistente en cada prueba.

Soluciones para cada necesidad

Contamos con un portafolio integral de pruebas, reactivos y equipamiento, para distintos sectores y aplicaciones.

Calibración y mantenimiento profesional

Ofrecemos servicios de calibración, diagnóstico y mantenimiento preventivo para asegurar el óptimo funcionamiento de tus equipos.

Asesoría técnica especializada

Nuestro equipo brinda acompañamiento profesional para ayudarte a seleccionar la solución más adecuada según tus requerimientos operativos.

Atención enfocada en tu industria

Desarrollamos soluciones adaptadas a las necesidades de empresas, industrias, instituciones y negocios que requieren control y seguridad en sus procesos.

Contáctanos

Tenemos sucursales en toda la república mexicana.

 **800 111 7788**

 **55 7916 4654 CDMX**

 **33 3172 1393**

E-mail:
ventas@grupomexlab.com